


CZUJNIKI SpO2


SpO2 SENSORS

- 1 **Jednorazowe czujniki SpO2**
Disposable SpO2 sensors
 - 2 **Wielorazowe czujniki SpO2**
Reusable SpO2 sensors
 - 3 **Adaptory, kable przedłużające**
Adaptor/Ext-Cable
 - 4 **Akcesoria SpO2**
SpO2 accessories
- 02-06
- 07-56
- 57-66
- 67-69



JEDNORAZOWE CZUJNIKI SpO2

DISPOSABLE SpO2 SENSORS



Kompatybilne z / Compatibility

Nellcor, Ohmeda, Novamatrix, Criticare, BCI,
Datascope, Datex, Nihon Kohden

Zgodne z / Compliance with

EN ISO 9919:2009, EN ISO 10993-1,5,10:2009

Specyfikacja / Specification

Materiał na kable / Cable material	Ostona z PVC, biały, średnica 3,2mm PVC Jacket, white, 3.2mm diameter
LED	660nm/905nm/940nm
Długość kabla / Cable length	0.9m
Opakowanie / Package	24 szt./opakowanie/24 pcs. per box
Złącze / Connector	Wtyk z PVC z pozłacanymi pinami PVC plug & golden plated pins
Fotodetektor / Photo Detector	4mm/8mm (size)
Typ czujnika / Sensor tape	Niebieska pianka (SJR series) Blue foam (SJR series) Materiał tekstylny 3M 3M textile (SJK5 series)

Typy

Typ 1. Nieadhezyjny czujnik j.u. (SJR)
 Produkowany w 2 rozmiarach:
 Dorosły/Noworodek (>30kg / <3kg)
 Dziecko/Niemowlę (3-40kg)
 Miękki biomedycznie kompatybilny materiał piankowy
 z taśmą mocującą Velcro



Typ 2. Adhezyjny czujnik j.u. (SJK)
 produkowany w 4 rozmiarach:
 Dorosły (>30kg)
 Dziecko (15-40kg)
 Niemowlę (3-15kg)
 Noworodek (<3kg)
 Taśma tekstylna 3M



Typ 3. Jednorazowa taśma do pozycjonowania SensMate (DPT)
 Używana tylko z czujnikiem wielopunktowym (Y)
 Dodatkowe szczegóły w dziale DPT SensMate
 Dorosły (>40kg)
 Dziecko (15-40kg)
 Niemowlę/Noworodek (1-15kg)
 Materiały piankowe 3M





Types



Type 1. Non-adhesive disposable sensor (SJR)
 Comes in 2 sizes:
 Adult/Neonate (>30kg / <3kg)
 Pediatric/Infant (3-40kg)
 Soft biomedical compatible foam material &
 Velcro fasten tape

Type 2. Adhesive disposable sensor (SJK)
 Comes in 4 sizes:
 Adult (>30kg)
 Pediatric (15-40kg)
 Infant (3-15kg)
 Neonate (<3kg)
 3M tape of textile material

Type 3. SensMate Disposable Position Tape (DPT)
 Used with SensMate Multi-site sensor only
 For more information in details, see the SensMate DPTs
 Adult (>40kg)
 Pediatric (15-40kg)
 Infant/Neonate (1-15kg)
 3M foam materials



OEM

Part Number
Kod producentaAdhesive sensor
Czujnik klejowyNon-adhesive sensor
Czujnik bezklejowyPatient sizes
Waga pacjentaSensor Connector
Wtyczka czujnikaAdaptor Required
Wymagany kabel przejściowy**Nellcor**

D25	SJKD9-01	SJRD/N9-01	Adult / Dorosły (>30kg)
D20	SJKP9-01	SJRP/I9-01	Pediatric / Dziecko (15-40kg)
I20	SJKI9-01	SJRP/I9-01	Infant / Niemowlę (1-15kg)
N25	SJKN9-01	SJRD/N9-01	Neonate / Noworodek (<3kg)



Standard cables / Kable standardowe
PK-GDB9w-01X/L-110 is required used with
Oximax-See SpO2 reusable section
PK-GDB9w-01X/L-110 przy technologii Oximax
Patrz dział: Czujniki wielorazowe SpO2

Ohmeda*

SAS-AF	SJKD9-02	SJRD/N9-02	Adult / Dorosły (>30kg)
SAS-AP	SJKP9-02	SJRP/I9-02	Pediatric / Dziecko (15-40kg)
SAS-AP	SJKI9-02	SJRP/I9-02	Infant / Niemowlę (1-15kg)
SAS-AF	SJKN9-02	SJRD/N9-02	Neonate / Noworodek (<3kg)



PK-GDB9w-72/L-220 cable is required
See SpO2 reusable section
Wymagany kabel PK-GDB9w-72/L-220
Patrz dział: Czujniki wielorazowe SpO2

Nonin

9000A	SJKD9-08	SJRD/N9-08	Adult / Dorosły (>30kg)
9000P	SJKP9-08	SJRP/I9-08	Pediatric / Dziecko (15-40kg)
9000I	SJKI9-08	SJRP/I9-08	Infant / Niemowlę (1-15kg)
9000N	SJKN9-08	SJRD/N9-08	Neonate / Noworodek (<3kg)



Standard cables
See SpO2 reusable section
Kable standardowe
Patrz dział: Czujniki wielorazowe SpO2

Criticare

570SD	SJKD9-05	SJRD/N9-05	Adult / Dorosły (>30kg)
571SD	SJKP9-05	SJRP/I9-05	Pediatric / Dziecko (15-40kg)
572SD	SJKI9-05	SJRP/I9-05	Infant / Niemowlę (1-15kg)
573SD	SJKN9-05	SJRD/N9-05	Neonate / Noworodek (<3kg)



Standard cables
See SpO2 reusable section
Kable standardowe
Patrz dział: Czujniki wielorazowe SpO2



Nihon Kohden

TL-251T	SJKD9-16	SJRD/N9-16	Adult / Dorosły (>30kg)
TL-252T	SJKP9-16	SJRP/I9-16	Pediatric / Dziecko (15-40kg)
TL-252T	SJKI9-16	SJRP/I9-16	Infant / Niemowlę (1-15kg)
TL-253T	SJKN9-16	SJRD/N9-16	Neonate / Noworodek (<3kg)



Standard cables
See SpO2 reusable section
Kable standardowe
Patrz dział: Czujniki wielorazowe SpO2

OEM

Part Number
Kod producentaAdhesive sensor
Czujnik klejowyNon-adhesive sensor
Czujnik bezklejowyPatient sizes
Waga pacjentaSensor Connector
Wtyczka czujnikaAdaptor Required
Wymagany kabel przejściowy**BCI**

1300	SJKD9-06	SJRD/N9-06	Adult / Dorosły (>30kg)
1301	SJKP9-06	SJRP/I9-06	Pediatric / Dziecko (15-40kg)
1303	SJKI9-06	SJRP/I9-06	Infant / Niemowlę (1-15kg)
1302	SJKN9-06	SJRD/N9-06	Neonate / Noworodek (<3kg)



Standard cables / Kable standardowe
PK-GDB9w-01X/L-110 is required used with
Oximax-See SpO2 reusable section
PK-GDB9w-01X/L-110 przy technologii Oximax
Patrz dział: Czujniki wielorazowe SpO2

Datex

SAS-AF	SJKD9-09	SJRD/N9-09	Adult / Dorosły (>30kg)
SAS-AP	SJKP9-09	SJRP/I9-09	Pediatric / Dziecko (15-40kg)
SAS-AP	SJKI9-09	SJRP/I9-09	Infant / Niemowlę (1-15kg)
SAS-AF	SJKN9-09	SJRD/N9-09	Neonate / Noworodek (<3kg)



PK-GDB9w-72/L-220 cable is required
See SpO2 reusable section
Wymagany kabel PK-GDB9w-72/L-220
Patrz dział: Czujniki wielorazowe SpO2

Datascope

0998-00-0076-05	SJKD9-07	SJRD/N9-07	Adult / Dorosły (>30kg)
0998-00-0076-04	SJKP9-07	SJRP/I9-07	Pediatric / Dziecko (15-40kg)
0998-00-0074-03	SJKI9-07	SJRP/I9-07	Infant / Niemowlę (1-15kg)
0998-00-0074-04	SJKN9-07	SJRD/N9-07	Neonate / Noworodek (<3kg)



Standard cables
See SpO2 reusable section
Kable standardowe
Patrz dział: Czujniki wielorazowe SpO2

Novamatrix*

AS110	SJKD9-03	SJRD/N9-03	Adult / Dorosły (>30kg)
AS120	SJKP9-03	SJRP/I9-03	Pediatric / Dziecko (15-40kg)
AS120	SJKI9-03	SJRP/I9-03	Infant / Niemowlę (1-15kg)
AS140	SJKN9-03	SJRD/N9-03	Neonate / Noworodek (<3kg)



Wymagany kabel
PK-GDB9w-03/L-220
cable is required
See SpO2 cable section
Patrz dział: kable SpO2

MEK


SJKD9-26	SJRD/N9-26	Adult / Dorosły (>30kg)
SJKP9-26	SJRP/I9-26	Pediatric / Dziecko (15-40kg)
SJKI9-26	SJRP/I9-26	Infant / Niemowlę (1-15kg)
SJKN9-26	SJRD/N9-26	Neonate / Noworodek (<3kg)



Wymagany kabel
PK-GDB9w-03/L-220
cable is required
See SpO2 cable section
Patrz dział: kable SpO2


OEM Part Number Kod producenta	Adhesive sensor Czujnik klejowy	Non-adhesive sensor Czujnik bezklejowy	Patient sizes Waga pacjenta	Sensor Connector Wtyczka czujnika	Adaptor Required Wymagany kabel przejściowy
GE OxyTip+					Standard cables See SpO2 reusable section Kable standardowe Patrz dział: Czujniki wielorazowe SpO2
OXY-AF-10, OXY-AP-10	SJKD9-127	SJRD/N9-127	Adult / Dorosły (>30kg)		
OXY-AF-10, OXY-AP-10	SJKP9-127	SJRP/I9-127	Pediatric / Dziecko (15-40kg)		
OXY-AF-10	SJKI9-127	SJRP/I9-127	Infant / Niemowlę (1-15kg)		
OXY-AF-10	SJKN9-127	SJRD/N9-127	Neonate / Noworodek (<3kg)		

DPT models Modele DPT	Patient sizes Waga pacjenta	Quantity/Box Ilość	DPT tapes Taśmy DPT	Sensor required Wymagany czujnik
GE OxyTip+				SY00E series only tylko seria SY00E See the below list Patrz lista poniżej
SDPTD-24	Adult / Dorosły (>30kg)	24 pcs		
SDPTP-24	Pediatric / Dziecko (15-40kg)	24 pcs		
SDPTI-24	Infant / Neonate Niemowlę / Noworodek (1-15kg)	24 pcs		

OEM Brand	Nellcor, Non-Oximax		Datex		BCI	Ohmeda	Novamatrix	Criticare		Datascope		Philips		Nihon Kohden
SY00E model	SWYG11-01E	SWYG30-01E	SWYG11-09E	SWYG30-09E	SWYG11-06E	SWYG30-02E	SWYG30-03E	SWYG30-05E	SWYG30-75E	SWYG11-07E	SWYG30-07E	SWYG30-20E	SWYG30-91E	SWYG30-36E
Cable length Długość kabla	1.1m	3.0m	1.1m	3.0m	1.1m	3.0m	3.0m	3.0m	3.0m	1.1m	3.0m	3.0m	3.0m	3.0m
Sensor Conn. # Nr złącza	103	103	101	011	101	046	042	177	105	109	164	025	087	136
Sensor & Tapes Czujnik i taśmy														

WIELORAZOWE CZUJNIKI SpO₂

REUSABLE SpO₂ SENSORS



Kompatybilne z / Compatibility

Nellcor, Ohmeda, Philips, Marquette, Spacelabs, Novamatrix, Criticare, BCI, Datascope, Datex, Nihon Kohden, Palco, ect.

Zgodne z / Compliance with

EN ISO 9919:2009, EN ISO 10993-1,5,10:2009

Specyfikacja / Specification

Złącze czujnika / Sensor Connector	OEM compatible, nylon adaptor with gold plated pins Kompatybilny, nylonowy adapter z pozłacanymi pinami
LED i fotoczujnik / LED & Photo Detector	660nm/905nm/940nm plastic or ceramic frame LED 4mm or 8mm size plastic frame PD 660nm/905nm/940nm LED 4mm ceramiczny lub plastikowy lub 8mm fotoczujnik plastikowy
Materiał i kolory kabli / Cable material & color	TPU jacket; light grey, bright blue and yellow Izolator TPU, jasnoszary, jasnoniebieski i żółty
Długość i średnica kabla / Cable length & diameter	0.3m/1.1m/1.5m/3.0m; 4.00mm, 2.60mm/two line cable Kabel 0.3m/1.1m/1.5m/3.0m; 4.00mm, 2.60mm
Obudowa czujnika / Probe house	ABS shell (finger clip); silicon rubber boots (soft and multi-site) Korpus z ABS (klips palcowy); korpus silikonowy ('soft' i wielopunktowy)

Series Seria	SWBD...	SWBP...	SWSD...	SWSP...	SWSI...	SWON...	SWAG...	SWYG...
Sensor Photo Zdjęcie Czujnika								
Name Nazwa	Adult Finger Dorosły palec	Pediatric Finger Dziecko palec	Adult soft tip Dorosły 'soft'	Pediatric Soft tip Dziecko 'soft'	Infant Soft tip Niemowlę 'soft'	Neonate Wrap Noworodek opaska	Alternative Wrap Opaska alternatywna	Multi-site Wielopunktowy
Patient sizes Waga pacj.	+40kg	15-40kg	+40kg	15-40kg	3-15kg	1-3kg	+40kg or 3kg	All patients Każdy pacjent
Cable color Kolor kabla	Gray Cable Kabel szary	Yellow Cable Kabel żółty	Blue Cable Kabel niebieski	Blue two line Niebieski (2X)	Blue two line Niebieski (2X)	Blue two line Niebieski (2X)	Blue two line Niebieski (2X)	Blue two line Niebieski (2X)

Series Seria	SWBuD...	SWBnD...E	SWYG...E	SWUD...
Sensor Photo Zdjęcie Czujnika				
Name Nazwa	Adult Finger Dorosły palec	Adult Finger Dorosły palec	Multi-site Wielopunktowy	Adult Ear clip Dorosły ucho
Patient sizes Waga pacj.	+40kg	+40kg	All patients Każdy pacjent	+40kg
Cable color Kolor kabla	Gray Cable Kabel szary	Yellow Cable Kabel żółty	Blue Cable Kabel niebieski	Blue two line Niebieski (2X)
Reference Uwagi	(U style) As alternative of SD00 sensor (typ u) Jako alternatywa dla SWBD	(N style) As alternative of SD00 sensor (typ n) Jako alternatywa dla SWBD	Sensormate Used with DPT tapes only Sensormate Stosowany tylko z taśmami DPT	

How to identify the part numbers of Sorimex SpO2 accessories

Jak identyfikować oznaczenia akcesoriów SpO2 Sorimex

For instance: SWSD30-01

Na przykład: SWSD30-01

S: Sorimex brand

S: marka Sorimex

W: reusable/wielorazowy

J: disposable/jednorazowy

S: Soft sensor (B: ABS shell sensor; Bu: ABS shell sensor 'u' style; Bn: ABS shell 'n' style;

O: neonate wrap, A: alternative wrap, Y: multi-site)

S: Czujnik 'soft' (B: plastikowy(ABS);Bu: plastikowy(ABS)typu 'u'; Bn: plastikowy(ABS) typu 'n'; O: opaska noworodkowa; A: opaska alternatywna ;,Y wielopunktowy)

D: adult sensor (P: pediatric; I: infant; N: neonate; G: general use; L: ext-cable; U: ear clip)

D: czujnik dla dorosłych (P: dziecko; I: niemowlę; N: noworodek; G: ogólny; L: przedłużacz;

U: klips uszny)

30: 3m cable length (03: 0.3m;11:1.5m;15:1.5m;22: 2.2m)

30: długość kabla 3m (03: 0.3m;15:1.5m;22: 2.2m)

01: Nellcor code (02:Ohmeda;03:Novamatrix; 04: Spacelabs; 05:Criticare; 06: BCI....)


01: Kod Nellcor (02: Ohmeda; 03:Novamatrix; 04: Spacelabs; 05:Criticare; 06: BCI....)

OEM Factories Typ monitora	Sensor Connector Złącze czujnika	OEM Part Number Kod producenta	Sorimex Part Number Kod Sorimex	Sensor Descriptions Opis czujnika	Ext- Cable Przedłużacz	Cable Plug Wtyk kabla	Sensor Conn. Złącze czujnika
----------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Artema/S&WDiascope, 8000,
AthenaSee Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie OximaxSee Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m

PK-GDB9w-80/L-220

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

SWBD30-80

Adult finger/3.0m
Dorosły palec/3.0mNo need
Nie wymaga

SWBP30-80

Pediatric finger/3.0m
Dziecko palec/3.0m

SWSD30-80

Adult soft/3.0m
Dorosły 'soft'/3.0m

SWSP30-80

Pediatric soft/3.0m
Dziecko 'soft'/3.0m

SWSI30-80

Infant soft/3.0m
Niemowlę 'soft'/3.0m


SWON30-80

Neonate wrap/3.0m
Noworodek opaska/3.0m

SWAG30-80

Wrap/3.0m
Opaska/3.0m

SWYG30-80

Multi-site/3.0m
Wielopunktowy/3.0m**S&W**See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

SWBD30-19

Adult finger/3.0m
Dorosły palec/3.0mNo need
Nie wymaga

SWBP30-19

Pediatric finger/3.0m
Dziecko palec/3.0m

SWSD30-19

Adult soft/3.0m
Dorosły 'soft'/3.0m

SWSP30-19

Pediatric soft/3.0m
Dziecko 'soft'/3.0m

SWSI30-19

Infant soft/3.0m
Niemowlę 'soft'/3.0m

OEM Factories Typ monitora	Sensor Connector Złącze czujnika	OEM Part Number Kod producenta	Sorimex Part Number Kod Sorimex	Sensor Descriptions Opis czujnika	Ext- Cable Przedłużacz	Cable Plug Wtyk kabla	Sensor Conn. Złącze czujnika
----------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Artema/S&W
S&W

SWON30-19

Neonate wrap/3.0m
Noworodek opaska/3.0m

No need
Nie wymaga

SWAG30-19

Wrap/3.0m
Opaska/3.0m

SWYG30-19

Multi-site/3.0m
Wielopunktowy/3.0m

Baxter/Simed
*ASAT,
S-50/100/100a*



SWBD30-12

Adult finger/3.0m
Dorosły palec/3.0m

No need
Nie wymaga

SWBP30-12

Pediatric finger/3.0m
Dziecko palec/3.0m

SWSD30-12

Adult soft/3.0m
Dorosły 'soft'/3.0m

SWSP30-12

Pediatric soft/3.0m
Dziecko 'soft'/3.0m

SWSI30-12

Infant soft/3.0m
Niemowlę 'soft'/3.0m

SWON30-12

Neonate wrap/3.0m
Noworodek opaska/3.0m

SWAG30-12

Wrap/3.0m
Opaska/3.0m

SWYG30-12

Multi-site/3.0m
Wielopunktowy/3.0m

Monarch/Explorer



See Nellcor
Patrz Nellcor

See Nellcor
Patrz Nellcor

1.1m/3.0m

PK-GDB9w-01/L-220



OEM Factories Typ monitora	Sensor Connector Złącze czujnika	OEM Part Number Kod producenta	Sorimex Part Number Kod Sorimex	Sensor Descriptions Opis czujnika	Ext- Cable Przedłużacz	Cable Plug Wtyk kabla	Sensor Conn. Złącze czujnika
----------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

BCI3300, 3301, 3302,
3303, 3304, 3401

SWBD11-06

SWBD30-06

Adult finger/1.1m
Dorosty palec/1.1m,
3.0m

PK-GDB9w-01/L-220



SWBP11-06

SWBP30-06

Pediatric finger/1.1m
Dziecko palec/1.1m,
3.0mNo need
Nie wymaga

SWSD11-06

SWSD30-06

Adult soft/1.1m
Dorosty 'soft'/1.1m,
3.0m

SWSP11-06

Pediatric soft/1.1m
Dziecko 'soft'/1.1m

SWSI11-06

Infant soft/1.1m
Niemowlę 'soft'/1.1m

SWON11-06

SWON30-06

Neonate wrap/1.1m
Noworodek opaska/1.1m,
3.0m

SWAG11-06

Wrap/1.1m
Opaska/1.1m

SWYG11-06

SWYG30-06

Multi-site/1.1m
Wielopunktowy/1.1m,
3.0m

SWUD11-06

Adult finger/1.1m
Dorosty palec/1.1m

SJK*9-06

Disp. Adhesive
Przylepny j.u.

SJR*9-06

Disp. non-adhesive
Typu rzep j.u.3300, 3301, 6100,
9100Advisor,
Autocorr, MiniToor,
Mini Torr plusSee above sensor *
Patrz czujnik
powyżej*See above sensor *
Patrz czujnik
powyżej*

PK-GDB9z-76/L-220



OEM Factories Typ monitora	Sensor Connector Złącze czujnika	OEM Part Number Kod producenta	Sorimex Part Number Kod Sorimex	Sensor Descriptions Opis czujnika	Ext- Cable Przedłużacz	Cable Plug Wtyk kabla	Sensor Conn. Złącze czujnika
----------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

BCI

3300, 3301, 6100,
9100Advisor,
Autocorr, MiniToor,
Mini Torr plus



SWBD30-76

Adult finger/3.0m
Dorosły palec/3.0m

No need
Nie wymaga

SWBP30-76

Pediatric finger/3.0m
Dziecko palec/3.0m

SWSD30-76

Adult soft/3.0m
Dorosły 'soft'/3.0m

SWSP30-76

Pediatric soft/3.0m
Dziecko 'soft'/3.0m

SWSI30-76

Infant soft/3.0m
Niemowlę 'soft'/3.0m

SWON30-76

Neonate wrap/3.0m
Noworodek opaska/3.0m

SWYG30-76

Multi-site/3.0m
Wielopunktowy/3.0m

Biosys

BPM200
BPM700, Guardian



See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m/3.0m

PK-GDB9w-01/L-220



SWBD30-27

Adult finger/3.0m
Dorosły palec/3.0m

No need
Nie wymaga

SWBP30-27

Pediatric finger/3.0m
Dziecko palec/3.0m

SWSD30-27

Adult soft/3.0m
Dorosły 'soft'/3.0m

SWSP30-27

Pediatric soft/3.0m
Dziecko 'soft'/3.0m

SWSI30-27

Infant soft/3.0m
Niemowlę 'soft'/3.0m

OEM
Factories
Typ monitora

Sensor
Connector
Złącze czujnika

OEM
Part Number
Kod producenta

Sorimex
Part Number
Kod Sorimex

Sensor
Descriptions
Opis czujnika

Ext-
Cable
Przedłużacz

Cable
Plug
Wtyk kabla

Sensor
Conn.
Złącze czujnika

Biosys



SWON30-27

Neonate wrap/3.0m
Noworodek opaska/3.0m

No need
Nie wymaga

SWAG30-27

Wrap/3.0m
Opaska/3.0m

SWYG30-27

Multi-site/3.0m
Wielopunktowy/3.0m

Biolight



SWBD30-47

Adult finger/3.0m
Dorosty palec/3.0m

No need
Nie wymaga

SWBP30-47

Pediatric finger/3.0m
Dziecko palec/3.0m

SWSD30-47

Adult soft/3.0m
Dorosty 'soft'/3.0m

SWSP30-47

Pediatric soft/3.0m
Dziecko 'soft'/3.0m

SWSI30-47

Infant soft/3.0m
Niemowlę 'soft'/3.0m

SWON30-47

Neonate wrap/3.0m
Noworodek opaska/3.0m

SWAG30-47

Wrap/3.0m
Opaska/3.0m

SWYG30-47

Multi-site/3.0m
Wielopunktowy/3.0m

SWBD30-57

Adult finger/3.0m
Dorosty palec/3.0m

Boinet



See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m

PK-GDB9w-01/L-220



OEM
Factories
Typ monitora

Sensor
Connector
Złącze czujnika

OEM
Part Number
Kod producenta

Sorimex
Part Number
Kod Sorimex

Sensor
Descriptions
Opis czujnika

Ext-
Cable
Przedłużacz

Cable
Plug
Wtyk kabla

Sensor
Conn.
Złącze czujnika

Boinet



SWBD30-58

Adult finger/3.0m
Dorosły palec/3.0m

No need
Nie wymaga

SWBP30-58

Pediatric finger/3.0m
Dziecko palec/3.0m

SWSD30-58

Adult soft/3.0m
Dorosły 'soft'/3.0m

SWSP30-58

Pediatric soft/3.0m
Dziecko 'soft'/3.0m

SWSI30-58

Infant soft/3.0m
Niemowlę 'soft'/3.0m

SWON30-58

Neonate wrap/3.0m
Noworodek opaska/3.0m

SWAG30-58

Wrap/3.0m
Opaska/3.0m

SWYG30-58

Multi-site/3.0m
Wielopunktowy/3.0m

CAS Medical

Oscillomate 9002
9303, 9302S



See Nonin
Patrz Nonin

See Nonin
Patrz Nonin

1.1m

PK-GDB9w-01/L-110



OEM Factories Typ monitora	Sensor Connector Złącze czujnika	OEM Part Number Kod producenta	Sorimex Part Number Kod Sorimex	Sensor Descriptions Opis czujnika	Ext- Cable Przedłużacz	Cable Plug Wtyk kabla	Sensor Conn. Złącze czujnika
----------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Charmcare
CX100



See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m/3.0m

PK-GDB9w-01/L-220



Colin
BP306, BP88, BP508



See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m/3.0m

PK-GDB9w-01/L-220



BP88S



See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m/3.0m

PK-GDB9w-69/L-220



SWBD30-69
SWSD30-69

Adult finger/3.0m
Dorosty palec/3.0m

No need
Nie wymaga

OEM Factories Typ monitora	Sensor Connector Złącze czujnika	OEM Part Number Kod producenta	Sorimex Part Number Kod Sorimex	Sensor Descriptions Opis czujnika	Ext- Cable Przedłużacz	Cable Plug Wtyk kabla	Sensor Conn. Złącze czujnika
----------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Corpuls

08/16

See BCI
Patrz BCISee BCI
Patrz BCI

1.1m

Not available
Brak

BP306, BP88, BP508

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie OximaxSee Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m/3.0m

Not available
Brak**Creative**See Mindray
Patrz MindraySWBD30-29
SWSD30-29
See Nellcor
Patrz Nellcor

1.1m/3.0m

No need
Nie wymaga
PK-GDB9w-29/L-220**Criticare**510, 503, 504, 507,
508, 581, 1100,
8100, Poet, Scholar

934-10LN

SWBD30-05

Adult finger/3.0m
Dorosły palec/3.0mNo need
Nie wymaga

SWBP30-05

Pediatric finger/3.0m
Dziecko palec/3.0m

975AD-10

SWSD30-05

Adult soft/3.0m
Dorosły 'soft'/3.0m

SWSP30-05

Pediatric soft/3.0m
Dziecko 'soft'/3.0m

SWSI30-05

Infant soft/3.0m
Niemowlę 'soft'/3.0m

SWON30-05

Neonate wrap/3.0m
Noworodek opaska/3.0m

SWAG30-05

Wrap/3.0m
Opaska/3.0m

SWYG30-05

Multi-site/3.0m
Wielopunktowy/3.0m

OEM Factories Typ monitora	Sensor Connector Złącze czujnika	OEM Part Number Kod producenta	Sorimex Part Number Kod Sorimex	Sensor Descriptions Opis czujnika	Ext- Cable Przedłużacz	Cable Plug Wtyk kabla	Sensor Conn. Złącze czujnika
----------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Criticare

510, 503, 504, 507,
508, 581, 1100,
8100, Poet, Scholar



934SDN

SWBD11-75

Adult finger/1.1m
Dorosły palec/1.1m

No need
Nie wymaga

975AD-3

SWSD11-75

Adult soft/1.1m
Dorosły 'soft'/1.1m

SWSP11-75

Pediatric soft/1.1m
Dziecko 'soft'/1.1m

SWBP11-75
SWBP11-05

Pediatric finger/1.1m
Dziecko palec/1.1m
Straight Conn.
Złącze proste

SWON11-75

Neonate wrap/1.1m
Noworodek opaska/1.1m

SJK*9-05

Disp. Adhesive
Przylepny j.u.

SJR*9-05

Disp. non-adhesive
Typu rzep j.u.

503SPOT, 504Plus,
504DX, 506DX
(CSI*)



934-10DN

SWBD30-75

Adult finger/3.0m
Dorosły palec/3.0m

No need
Nie wymaga

SWBP30-75

Pediatric finger/3.0m
Dziecko palec/3.0m

SWSD30-75

Adult soft/3.0m
Dorosły 'soft'/3.0m

SWSP30-75

Pediatric soft/3.0m
Dziecko 'soft'/3.0m

SWSI30-75

Infant soft/3.0m
Niemowlę 'soft'/3.0m

SWON30-75

Neonate wrap/3.0m
Noworodek opaska/3.0m

SWAG30-75

Wrap/3.0m
Opaska/3.0m

OEM
Factories
Typ monitora

Sensor
Connector
Złącze czujnika

OEM
Part Number
Kod producenta

Sorimex
Part Number
Kod Sorimex

Sensor
Descriptions
Opis czujnika

Ext-
Cable
Przedłużacz

Cable
Plug
Wtyk kabla

Sensor
Conn.
Złącze czujnika

Criticare

503SPOT, 504Plus,
504DX, 506DX
(CSI*)



	SWYG30-75	Multi-site/3.0m Wielopunktowy/3.0m
934SDN	SWBD11-75	Adult finger/1.1m Dorosły palec/1.1m
975AD-3	SWSD11-75	Adult soft/1.1m Dorosły 'soft'/1.1m
	SWSP11-75	Pediatric soft/1.1m Dziecko 'soft'/1.1m
	SWBP11-75	Pediatric finger/1.1m Dziecko palec/1.1m
	SWON11-75	Neonate wrap/1.1m Noworodek opaska/1.1m
	SJK*9-05	Disp. Adhesive Przylepny j.u.
	SJR*9-05	Disp. non-adhesive Typu rzep j.u.

No need
Nie wymaga

PK-GDB9z-75/L-220



Datascope

Accusat,
Accutor 3/4 sat
Passport,
Accutor plus
(Datascope*)



	SWBD11-07	Adult finger/1.1m Dorosły palec/1.1m
	SWBP11-07	Pediatric soft/1.1m Dziecko 'soft'/1.1m
	SWSD11-07	Adult finger/1.1m Dorosły palec/1.1m
	SWSP11-07	Pediatric finger/1.1m Dziecko palec/1.1m
	SWSI11-07	Infant soft/1.1m Niemowlę'soft'/1.1m
	SWON11-07	Neonate wrap/1.1m Noworodek opaska/1.1m

PK-GDB9z-07/L-220



OEM Factories Typ monitora	Sensor Connector Złącze czujnika	OEM Part Number Kod producenta	Sorimex Part Number Kod Sorimex	Sensor Descriptions Opis czujnika	Ext- Cable Przedłużacz	Cable Plug Wtyk kabla	Sensor Conn. Złącze czujnika
----------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Datascope

Accusat,
Accutor 3/4 sat
Passport,
Accutor plus
(Datascope*)

 		SWAG11-07	Wrap/1.1m Opaska/1,1m	PK-GDB9z-07/L-220		
		SWYG11-07	Multi-site/1.1m Wielopunktowy/1.1m			
		SWUD11-07	Adult ear clip/1.1m Dorosły/klip uszny/1.1m			
		SJK*9-07	Disp. Adhesive Przylepny j.u.			
		SJR*9-07	Disp. non-adhesive Typu rzep j.u.			
 		SWBD30-07	Adult finger/3.0m Dorosły palec/3.0m			
		SWBP30-07	Pediatric finger/3.0m Dziecko palec/3.0m			
		SWSD30-07	Adult soft/3.0m Dorosły 'soft'/3.0m			
		SWSP30-07	Pediatric soft/3.0m Dziecko 'soft'/3.0m			
		SWSI30-07	Infant soft/3.0m Niemowlę 'soft'/3.0m			
		SWON30-07	Neonate wrap/3.0m Noworodek opaska/3.0m			
		SWAG30-07	Wrap/3.0m Opaska/3.0m			
		SWYG30-07	Multi-site/3.0m Wielopunktowy/3.0m			

OEM
Factories
Typ monitora

Sensor
Connector
Złącze czujnika

OEM
Part Number
Kod producenta

Sorimex
Part Number
Kod Sorimex

Sensor
Descriptions
Opis czujnika

Ext-
Cable
Przedłużacz

Cable
Plug
Wtyk kabla

Sensor
Conn.
Złącze czujnika

Datascope

Accutor-Trio



See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m/3.0m

PK-GDB9w-01/L-220



PassportII, Expert
Pssport XG,
Accutor plus



See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m/3.0m

PK-GDB9w-69/L-220



Digicare

Digimax5500



See BCI
Patrz BCI

See BCI
Patrz BCI

1.1m

PK-GDB9z-76/L-220



See BCI
Patrz BCI

See BCI
Patrz BCI

3.0m

No need
Nie wymaga

Dima Italia



See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m/3.0m

PK-GDB9w-01/L-220



OEM Factories Typ monitora	Sensor Connector Złącze czujnika	OEM Part Number Kod producenta	Sorimex Part Number Kod Sorimex	Sensor Descriptions Opis czujnika	Ext- Cable Przedłużacz	Cable Plug Wtyk kabla	Sensor Conn. Złącze czujnika
----------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Dophin Digital Sensor			SWBD11-50C SWSD11-50C	Adult finger clip/1.1m Dorosty palec/1.1m Adult soft/1.1m Dorosty 'soft'/1.1m	Not available Brak		
Drager/Siemens Oxipac 2000		See BCI Patrz BCI	See BCI Patrz BCI	1.1m	No need Nie wymaga		
Vitalert 1000, icero		See Nellcor Non Oximax Patrz Nellcor nie Oximax	See Nellcor Non Oximax Patrz Nellcor nie Oximax	1.1m	PK-GDB9w-28/L-110		
Narkomed-Oxysat 2		See Nellcor Non Oximax Patrz Nellcor nie Oximax	See Nellcor Non Oximax Patrz Nellcor nie Oximax	1.1m	PK-GDB9w-85/L-110		
Sirecust, Sirem SpO2		See Nellcor Non Oximax Patrz Nellcor nie Oximax	See Nellcor Non Oximax Patrz Nellcor nie Oximax	1.1m	PK-GDB9w-33/L-110		
SC6000, 7000, 9000		See Nellcor Non Oximax Patrz Nellcor nie Oximax	See Nellcor Non Oximax Patrz Nellcor nie Oximax	1.1m	PK-GDB9w-33/L-110		

OEM Factories Typ monitora	Sensor Connector Złącze czujnika	OEM Part Number Kod producenta	Sorimex Part Number Kod Sorimex	Sensor Descriptions Opis czujnika	Ext- Cable Przedłużacz	Cable Plug Wtyk kabla	Sensor Conn. Złącze czujnika
----------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Dima Italia

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m/3.0m

PK-GDB9w-01/L-220

**Edan**

M9, M99A, M8, M8A,
M8B, M3, M3B



SWBD30-191

Adult finger/3.0m
Dorosły palec/3.0m

No need
Nie wymaga

SWBP30-191

Pediatric finger/3.0m
Dziecko palec/3.0m

SWSD30-191

Adult soft/3.0m
Dorosły 'soft'/3.0m

SWSP30-191

Pediatric soft/3.0m
Dziecko 'soft'/3.0m

SWSI30-191

Infant soft/3.0m
Niemowlę 'soft'/3.0m

SWON30-191

Neonate wrap/3.0m
Noworodek opaska/3.0m

SWAG30-191

Wrap/3.0m
Opaska/3.0m

SWYG30-191

Multi-site/3.0m
Wielopunktowy/3.0m

OEM Factories Typ monitora	Sensor Connector Złącze czujnika	OEM Part Number Kod producenta	Sorimex Part Number Kod Sorimex	Sensor Descriptions Opis czujnika	Ext- Cable Przedłużacz	Cable Plug Wtyk kabla	Sensor Conn. Złącze czujnika
----------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Edan
EDAN Oximetry
M9, M99A, M8, M8A,
M8B, M3, M3B



MS3-109069

SWBD30-29

Adult finger/3.0m
Dorosty palec/3.0m

No need
Nie wymaga

M15-40099

SWBP30-29

Pediatric finger/3.0m
Dziecko palec/3.0m



(MS-109079)
See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m

PK-GDB9w-29/L-110



Digital tech. sensor
Czujnik
w technologii
cyfrowej



SWBD30-46C

Adult finger/3.0m
Dorosty palec/3.0m

No need
Nie wymaga

SWBP30-46C

Pediatric finger/3.0m
Dziecko palec/3.0m

SWSD30-46C

Adult soft/3.0m
Dorosty 'soft'/3.0m

SWSP30-46C

Pediatric soft/3.0m
Dziecko 'soft'/3.0m

SWSI30-46C

Infant soft/3.0m
Niemowlę 'soft'/3.0m

SWON30-46C

Neonate wrap/3.0m
Noworodek opaska/3.0m

SWAG30-46C

Wrap/3.0m
Opaska/3.0m


SWYG30-46C

Multi-site/3.0m
Wielopunktowy/3.0m

OEM Factories Typ monitora	Sensor Connector Złącze czujnika	OEM Part Number Kod producenta	Sorimex Part Number Kod Sorimex	Sensor Descriptions Opis czujnika	Ext- Cable Przedłużacz	Cable Plug Wtyk kabla	Sensor Conn. Złącze czujnika
----------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

GE Corometrics

128, 129



See Nellcor
Marquette
Patrz Nellcor
Marquette

See Nellcor
Marquette
Patrz Nellcor
Marquette

See Nellcor
Marquette
Patrz Nellcor
Marquette

No need
Nie wymaga




See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m/3.0m

PK-GDB9w-21/L-300

**SERIE 250**

See Oximax
Marquette
Patrz Oximax
Marquette

See Oximax
Marquette
Patrz Oximax
Marquette

See Oximax
Marquette
Patrz Oximax
Marquette

No need
Nie wymaga



OEM Factories Typ monitora	Sensor Connector Złącze czujnika	OEM Part Number Kod producenta	Sorimex Part Number Kod Sorimex	Sensor Descriptions Opis czujnika	Ext- Cable Przedłużacz	Cable Plug Wtyk kabla	Sensor Conn. Złącze czujnika
----------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Fukuda Denshi
DS7100-DS7300



See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m/3.0m

PK-GDB9w-01/L-220



GE Corometrics
188, 129, 129F, 128,
128F



See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m/3.0m

PK-GDB9w-01/L-220



120, 510, 511, 118,
556

(Nellcor)



See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m/3.0m

PK-GDB9w-25/L-220



SWBD30-25

Adult finger/3.0m
Dorosły palec/3.0m

No need
Nie wymaga

SWBP30-25

Pediatric finger/3.0m
Dziecko palec/3.0m

SWSD30-25

Adult soft/3.0m
Dorosły 'soft'/3.0m

SWSP30-25

Pediatric soft/3.0m
Dziecko 'soft'/3.0m

SWSI30-25

Infant soft/3.0m
Niemowlę 'soft'/3.0m

SWON30-25

Neonate wrap/3.0m
Noworodek opaska/3.0m

SWAG30-25

Wrap/3.0m
Opaska/3.0m

SWYG30-25

Multi-site/3.0m
Wielopunktowy/3.0m

OEM Factories Typ monitora	Sensor Connector Złącze czujnika	OEM Part Number Kod producenta	Sorimex Part Number Kod Sorimex	Sensor Descriptions Opis czujnika	Ext- Cable Przedłużacz	Cable Plug Wtyk kabla	Sensor Conn. Złącze czujnika
----------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

GE Critikon

Dianmap
8700/8710/8720
Pulse,
Oxyshuttle1 1 et 2



SWBD30-10

Adult finger/3.0m
Dorosły palec/3.0m

No need
Nie wymaga

SWBP30-10

Pediatric finger/3.0m
Dziecko palec/3.0m

SWSD30-10

Adult soft/3.0m
Dorosły 'soft'/3.0m

SWSP30-10

Pediatric soft/3.0m
Dziecko 'soft'/3.0m

SWSI30-10

Infant soft/3.0m
Niemowlę 'soft'/3.0m

SWON30-10

Neonate wrap/3.0m
Noworodek opaska/3.0m

SWAG30-10

Wrap/3.0m
Opaska/3.0m

SWYG30-10

Multi-site/3.0m
Wielopunktowy/3.0m

GE Datex-Ohmeda

AS/3, CS/3, AS/5
(Built in M module)
CH/S,CH/RSCG/2S,
CARDIOCAPI-II
Capnomac Ultima
Light monitor
Satlite, Oscar



OXY-F-DB

SWBD11-09

Adult finger/1.1m
Dorosły palec/1.1m

PK-GDB9z-09/L-220

SWBP11-09

Pediatric soft/1.1m
Dziecko 'soft'/1.1m



OEM
Factories
Typ monitora

Sensor
Connector
Złącze czujnika

OEM
Part Number
Kod producenta

Sorimex
Part Number
Kod Sorimex

Sensor
Descriptions
Opis czujnika

Ext-
Cable
Przedłużacz

Cable
Plug
Wtyk kabla

Sensor
Conn.
Złącze czujnika

GE Datex-Ohmeda

AS/3, CS/3, AS/5
(Built in M module)
CH/S, CH/RSCG/2S,
CARDIOCAPI-II
Capnomac Ultima
Light monitor
Satlite, Oscar

(Datex*)



SWSD11-09

Adult finger/1.1m
Dorosły palec/1.1m

PK-GDB9z-09/L-220



SWSP11-09

Pediatric finger/1.1m
Dziecko palec/1.1m

SWSI11-09

Infant soft/1.1m
Niemowlę'soft'/1.1m

SWON11-09

Neonate wrap/1.1m
Noworodek opaska/1.1m

OXY-W-DB

SWAG11-09

Wrap/1.1m
Opaska/1.1m

SWYG11-09

Multi-site/1.1m
Wielopunktowy/1.1m

OXY-E-DB

SWUD11-09

Adult ear clip/1.1m
Dorosły klip uszny/1.1m

SJK*9-09

Disp. adhesive
Przylepny j.u.

SJR*9-09

Disp. non-adhesive
Typu rzep j.u.

OXY-F4-N

SWBD30-09

Adult finger/3.0m
Dorosły palec/3.0m

No need
Nie wymaga

SWBP30-09

Pediatric finger/3.0m
Dziecko palec/3.0m

SWSD30-09

Adult soft/3.0m
Dorosły 'soft'/3.0m

SWSP30-09

Pediatric soft/3.0m
Dziecko 'soft'/3.0m

SWSI30-09

Infant soft/3.0m
Niemowlę 'soft'/3,0m

SWON30-09

Neonate wrap/3.0m
Noworodek opaska/3,0m

OEM Factories Typ monitora	Sensor Connector Złącze czujnika	OEM Part Number Kod producenta	Sorimex Part Number Kod Sorimex	Sensor Descriptions Opis czujnika	Ext- Cable Przedłużacz	Cable Plug Wtyk kabla	Sensor Conn. Złącze czujnika
----------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

GE Datex-Ohmeda

AS/3, CS/3, AS/5
(Built in M module)
CH/S, CH/RSCG/2S,
CARDIOAPI-II
Capnomac Ultima
Light monitor
Satlite, Oscar



OXY-W4-N

SWAG30-09

Wrap/3.0m
Opaska/3.0mNo need
Nie wymaga

OXY-W4-N

SWYG30-09

Multi-site/3.0m
Wielopunktowy/3.0m

OXY-E4-N

SWUD30-09

Adult ear clip/3.0m
Dorosły klips uszny/3.0m

M-NSAT Module
(AS/3, CS/3, S/5)
Nellcor



See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m/3.0m

PK-GDB9w-69/L-220



3700, 3710, 3770,
3775, Biox3740,
3760, 3800, 3900,
3900P, 4700,
5250RGB,
(Ohmeda*)



OXY-F4-H

SWBD30-02

Adult finger/3.0m
Dorosły palec/3.0mNo need
Nie wymaga

SWBP30-02

Pediatric finger/3.0m
Dziecko palec/3.0m

SWSD30-02

Adult soft/3.0m
Dorosły 'soft'/3.0m

SWSP30-02

Pediatric soft/3.0m
Dziecko 'soft'/3.0m

SWSI30-02

Infant soft/3.0m
Niemowlę 'soft'/3.0m

SWON30-02

Neonate wrap/3.0m
Noworodek opaska/3.0m

SWAG30-02

Wrap/3.0m
Opaska/3.0m

SWYG30-02

Multi-site/3.0m
Wielopunktowy/3.0m

SWUD30-02

Adult ear clip/3.0m
Dorosły klips uszny/3.0m

Cardicap/5, S/5,
AS/3
(built in Module
N-XOSAT)
CS/3
(Built in module
M-OSAT)

OEM Factories Typ monitora	Sensor Connector Złącze czujnika	OEM Part Number Kod producenta	Sorimex Part Number Kod Sorimex	Sensor Descriptions Opis czujnika	Ext- Cable Przedłużacz	Cable Plug Wtyk kabla	Sensor Conn. Złącze czujnika
----------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

GE Datex-Ohmeda
Cardiacap/5, S/5,
AS/3
 (built in Module
 N-XOSAT)
CS/3
 (Built in module
 M-OSAT)



SJK*9-09

Disp. adhesive
Przylepny j.u.

SJR*9-09

Disp. non-adhesive
Typu rzep j.u.

Ohmeda Tuffsat



OXY-F1-H

SWBD11-02

Adult finger/1.1m
Dorosty palec/1.1m

OXY-F1-H

SWSD11-02

Adult finger/1.1m
Dorosty palec/1.1m

Ohmeda TruSat
Ohmeda TruSat TD



OXY-F4-MC

SWBD30-60

Adult finger/3.0m
Dorosty palec/3.0m

OXY-F4-MC

SWBP30-60

Pediatric finger/3.0m
Dziecko palec/3.0m

OXY-F4-MC

SWSD30-60

Adult soft/3.0m
Dorosty 'soft'/3.0m

OXY-F4-MC

SWSP30-60

Pediatric soft/3.0m
Dziecko 'soft'/3.0m

OXY-F4-MC

SWSI30-60

Infant soft/3.0m
Niemowlę 'soft'/3.0m

OXY-F4-MC

SWON30-60

Neonate wrap/3.0m
Noworodek opaska/3.0m

OXY-W4-MC

SWAG30-60

Wrap/3.0m
Opaska/3.0m

OXY-W4-MC

SWYG30-60

Multi-site/3.0m
Wielopunktowy/3.0m

OXY-E4-MC

SWYG30-60

Adult ear clip/3.0m
Dorosty klips uszny/3.0m

OEM Factories Typ monitora	Sensor Connector Złącze czujnika	OEM Part Number Kod producenta	Sorimex Part Number Kod Sorimex	Sensor Descriptions Opis czujnika	Ext- Cable Przedłużacz	Cable Plug Wtyk kabla	Sensor Conn. Złącze czujnika
----------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

GE Hellige

Cardioserv
Eagle1000-3000
(Nellcor)



See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m

PK-GDB9w-55/L-220



SMU, SMK, SMV



See Ohmeda
Patrz Ohmeda

See Ohmeda
Patrz Ohmeda

See Ohmeda
Patrz Ohmeda

No need
Nie wymaga

GE Marquette

Eagle 1000/3000/4000
Dash 2000/3000/4000
Solar 8000/8000M
i/9500 (Tram 451/451N
/851/851N)
CardioLab/Mac-Lab,
Corometrics 120/2120
(Tram 451/451N)
Responder 3000
(Nellcor optional)



See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax


See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m/3.0m

PK-GDB9w-21/L-220



(Nellcor)



See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

SWBD30-21

Adult finger/3.0m
Dorosły palec/3.0m

No need
Nie wymaga

SWBP30-21

Pediatric finger/3.0m
Dziecko palec/3.0m

SWSD30-21

Adult soft/3.0m
Dorosły 'soft'/3.0m

SWSP30-21

Pediatric soft/3.0m
Dziecko 'soft'/3.0m

SWSI30-21

Infant soft/3.0m
Niemowlę 'soft'/3.0m

SWON30-21

Neonate wrap/3.0m
Noworodek opaska/3.0m

SWAG30-21

Wrap/3.0m
Opaska/3.0m

SWYG30-21

Multi-site/3.0m
Wielopunktowy/3.0m

OEM Factories Typ monitora	Sensor Connector Złącze czujnika	OEM Part Number Kod producenta	Sorimex Part Number Kod Sorimex	Sensor Descriptions Opis czujnika	Ext- Cable Przedłużacz	Cable Plug Wtyk kabla	Sensor Conn. Złącze czujnika
----------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

GE Marquette
Dash 3000/4000
5000
Solar 8000/8000M
i/9500(Tram 451N5/
851N5)
Corometrics 250
(GE-Oxima*)



SWBD30-21K

Adult finger/3.0m
Dorosły palec/3.0m

No need
Nie wymaga

SWBP30-21K

Pediatric finger/3.0m
Dziecko palec/3.0m,
1.1m

SWBP11-21K

SWSD30-21K

Adult soft/3.0m
Dorosły 'soft'/3.0m

SWSP30-21K

Pediatric soft/3.0m
Dziecko 'soft'/3.0m

SWSI30-21K

Infant soft/3.0m
Niemowlę 'soft'/3.0m

SWON30-21K

Neonate wrap/3.0m
Noworodek opaska/3.0m

SWAG30-21K

Wrap/3.0m
Opaska/3.0m

SWYG30-21K

Multi-site/3.0m
Wielopunktowy/3.0m

7000/7010,
Tram 200/400/600/
800
(Ohmeda Tech.)



See Ohmeda
Patrz Ohmeda

See Ohmeda
Patrz Ohmeda


See Ohmeda
Patrz Ohmeda

No need
Nie wymaga

OEM Factories Typ monitora	Sensor Connector Złącze czujnika	OEM Part Number Kod producenta	Sorimex Part Number Kod Sorimex	Sensor Descriptions Opis czujnika	Ext- Cable Przedłużacz	Cable Plug Wtyk kabla	Sensor Conn. Złącze czujnika
----------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Ohmeda OxyTip+

GE S/5
(i4 E series module
built in)



SWBD30-121

Adult finger/3.0m
Dorosty palec/3.0mNo need
Nie wymaga

SWBP30-121

Pediatric finger/3.0m
Dziecko palec/3.0m

SWSD30-121

Adult soft/3.0m
Dorosty 'soft'/3.0m

SWSP30-121

Pediatric soft/3.0m
Dziecko 'soft'/3.0m

SWSI30-121

Infant soft/3.0m
Niemowlę 'soft'/3.0m


SWON30-121

Neonate wrap/3.0m
Noworodek opaska/3.0m


OEM Factories Typ monitora	Sensor Connector Złącze czujnika	OEM Part Number Kod producenta	Sorimex Part Number Kod Sorimex	Sensor Descriptions Opis czujnika	Ext- Cable Przedłużacz	Cable Plug Wtyk kabla	Sensor Conn. Złącze czujnika
----------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Ohmeda OxyTip+

GE S/5
(i4 E series module
built in)



Ohmeda TruSat
3755, 37XX series
3800, 3900, 3900P
4700, 5250
Cardiacap/5, S/5, AS/3
(N-XOSAT or M built in)
CS/3 (M-OSAT built in)
S/5 light, Satlite Puls II
Capnomac UltimaS/5,
Coro 259 (TruSignal)

**Goldway**

Ohmeda OxyTip+ GE S/5 (i4 E series module built in)			SWAG30-121	Wrap/3.0m Opaska/3.0m	No need Nie wymaga		
			SWYG30-121	Multi-site/3.0m Wielopunktowy/3.0m			
		OXY-F-UN	SWBD11-127	Adult finger/1.1m Dorosły palec/1.1m			
			SWBP11-127	Pediatric finger/1.1m Dziecko palec/1.1m			
			SWSD11-127	Adult finger/1.1m Dorosły palec/1.1m			
			SWSP11-127	Pediatric finger/1.1m Dziecko palec/1.1m			
		OXY-W-DB	SWSI11-127	Infant soft/1.1m Niemowlę'soft'/1.1m			
			SWON11-127	Neonate wrap/1.1m Noworodek opaska/1.1m			
		OXY-W-UN	SWAG11-127	Wrap/1.1m Opaska/1.1m			
		OXY-W-UN	SWYG11-127	Multi-site/1.1m Wielopunktowy/1.1m			
		OXY-E-UN	SWUD11-127	Adult ear clip/1.1m Dorosły klip uszny/1.1m			
Goldway			SWBD30-37	Adult finger/3.0m Dorosły palec/3.0m	No need Nie wymaga		
			SWBP30-37	Pediatric finger/3.0m Dziecko palec/3.0m			

OEM
Factories
Typ monitora

Sensor
Connector
Złącze czujnika

OEM
Part Number
Kod producenta

Sorimex
Part Number
Kod Sorimex

Sensor
Descriptions
Opis czujnika

Ext-
Cable
Przedłużacz

Cable
Plug
Wtyk kabla

Sensor
Conn.
Złącze czujnika

Goldway



SWSD30-37

Adult soft/3.0m
Dorosły 'soft'/3.0m

No need
Nie wymaga

SWSP30-37

Pediatric soft/3.0m
Dziecko 'soft'/3.0m

SWSI30-37

Infant soft/3.0m
Niemowlę 'soft'/3.0m

SWON30-37

Neonate wrap/3.0m
Noworodek opaska/3.0m

SWAG30-37

Wrap/3.0m
Opaska/3.0m

SWYG30-37

Multi-site/3.0m
Wielopunktowy/3.0m



See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m

PK-GDB9w-37/L-220



See Technical data
Patrz Dane techn.

See Technical data
Patrz Dane techn.

See Technical data
Patrz Dane techniczne

No need
Nie wymaga



SWBD30-11

Adult finger/3.0m
Dorosły palec/3.0m

No need
Nie wymaga

SWBP30-11

Pediatric finger/3.0m
Dziecko palec/3.0m

SWSD30-11

Adult soft/3.0m
Dorosły 'soft'/3.0m

SWSP30-11

Pediatric soft/3.0m
Dziecko 'soft'/3.0m

SWSI30-11

Infant soft/3.0m
Niemowlę 'soft'/3.0m

SWON30-11

Neonate wrap/3.0m
Noworodek opaska/3.0m

OEM
Factories
Typ monitora

Sensor
Connector
Złącze czujnika

OEM
Part Number
Kod producenta

Sorimex
Part Number
Kod Sorimex

Sensor
Descriptions
Opis czujnika

Ext-
Cable
Przedłużacz

Cable
Plug
Wtyk kabla

Sensor
Conn.
Złącze czujnika

Goldway



SWAG30-11

Wrap/3.0m
Opaska/3.0m

SWYG30-11

Multi-site/3.0m
Wielopunktowy/3.0m



See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m

PK-GDB9w-11/L-220



See Technical data
Patrz Dane techn.

See Technical data
Patrz Dane techn.

See Technical data
Patrz Dane techniczne

No need
Nie wymaga

Ivy Biomedical 405A, 405D



See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m

PK-GDB9w-85/L-110



405P, 405T



See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m/3.0m


PK-GDB9w-85/L-220



OEM Factories Typ monitora	Sensor Connector Złącze czujnika	OEM Part Number Kod producenta	Sorimex Part Number Kod Sorimex	Sensor Descriptions Opis czujnika	Ext- Cable Przedłużacz	Cable Plug Wtyk kabla	Sensor Conn. Złącze czujnika
----------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Kontron

7840, 7845,
Minimon
7337Micromon,
Supermon,
Kolormon,
Trakmon



SWBD30-13

Adult finger/3.0m
Dorosły palec/3.0mNo need
Nie wymaga

SWBP30-13

Pediatric finger/3.0m
Dziecko palec/3.0m

SWSD30-13

Adult soft/3.0m
Dorosły 'soft'/3.0m

SWSP30-13

Pediatric soft/3.0m
Dziecko 'soft'/3.0m

SWSI30-13

Infant soft/3.0m
Niemowlę 'soft'/3.0m

SWON30-13

Neonate wrap/3.0m
Noworodek opaska/3.0m

SWAG30-13

Wrap/3.0m
Opaska/3.0m

SWYG30-13

Multi-site/3.0m
Wielopunktowy/3.0m

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m

PK-GDB9w-13/L-220



7150, 7850,
Ivy 2000(M)



See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m/3.0m

PK-GDB9w-01/L-220



See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m/3.0m

PK-GDB9w-53/L-220



OEM Factories Typ monitora	Sensor Connector Złącze czujnika	OEM Part Number Kod producenta	Sorimex Part Number Kod Sorimex	Sensor Descriptions Opis czujnika	Ext- Cable Przedłużacz	Cable Plug Wtyk kabla	Sensor Conn. Złącze czujnika
----------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Lohmerier



SWBD30-64

Adult finger/3.0m
Dorosły palec/3.0mNo need
Nie wymaga

SWBP30-64

Pediatric finger/3.0m
Dziecko palec/3.0m

SWSD30-64

Adult soft/3.0m
Dorosły 'soft'/3.0m

SWSP30-64

Pediatric soft/3.0m
Dziecko 'soft'/3.0m

SWSI30-64

Infant soft/3.0m
Niemowlę 'soft'/3.0m

SWON30-64

Neonate wrap/3.0m
Noworodek opaska/3.0m

SWAG30-64

Wrap/3.0m
Opaska/3.0m

SWYG30-64

Multi-site/3.0m
Wielopunktowy/3.0m

MDE/Invivo

Escort 1
Escort 300See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie OximaxSee Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m

PK-GDB9w-85/L-110

20300, 20401,
20403, PrismSee Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie OximaxSee Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m/3.0m

PK-GDB9w-01/L-220



OEM
Factories
Typ monitora

Sensor
Connector
Złącze czujnika

OEM
Part Number
Kod producenta

Sorimex
Part Number
Kod Sorimex

Sensor
Descriptions
Opis czujnika

Ext-
Cable
Przedłużacz

Cable
Plug
Wtyk kabla

Sensor
Conn.
Złącze czujnika

MDE/Invivo

Escort 1
Escort 300



SWBD30-14

Adult finger/3.0m
Dorosły palec/3.0m

No need
Nie wymaga

SWBP30-14

Pediatric finger/3.0m
Dziecko palec/3.0m

SWSD30-14

Adult soft/3.0m
Dorosły 'soft'/3.0m

SWSP30-14

Pediatric soft/3.0m
Dziecko 'soft'/3.0m

SWSI30-14

Infant soft/3.0m
Niemowlę 'soft'/3.0m

SWON30-14

Neonate wrap/3.0m
Noworodek opaska/3.0m

SWAG30-14

Wrap/3.0m
Opaska/3.0m

SWYG30-14

Multi-site/3.0m
Wielopunktowy/3.0m

Meditronic- Physio

Lifepack 12(Nellcor)



See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m

PK-GDB9w-85/L-110



OEM Factories Typ monitora	Sensor Connector Złącze czujnika	OEM Part Number Kod producenta	Sorimex Part Number Kod Sorimex	Sensor Descriptions Opis czujnika	Ext- Cable Przedłużacz	Cable Plug Wtyk kabla	Sensor Conn. Złącze czujnika
----------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Medlab

NANOX 10 POX 10
Perarl 10



See BCI
Patrz BCI

See BCI
Patrz BCI

See BCI
Patrz BCI

PK-GDB9z-76/L-220



See BCI
Patrz BCI

See BCI
Patrz BCI

See BCI
Patrz BCI

No need
Nie wymaga

MEK

MP 100, 110, 400,
1000



SWBD11-26
SWBD30-26

Adult finger/1.1m
Dorosty palec/1.1m,
3.0m

PK-GDB9w-01/L-220

SWBP11-26
SWBP30-26

Pediatric finger/1.1m
Dziecko palec/1.1m,
3.0m

No need
Nie wymaga

SWSD11-26
SWSD30-26

Adult soft/1.1m
Dorosty 'soft'/1.1m,
3.0m

SWSP11-26
SWSI11-26

Pediatric soft/1.1m
Dziecko 'soft'/1.1m

SWON11-26
SWON30-26

Neonate wrap/1.1m
Noworodek opaska/1.1m,
3.0m

SWAG11-26

Wrap/1.1m
Opaska/1.1m

SWYG11-26
SWYG30-26

Multi-site/1.1m
Wielopunktowy/1.1m,
3.0m



See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax


See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m

PK-GDB9w-56/L-220



OEM Factories Typ monitora	Sensor Connector Złącze czujnika	OEM Part Number Kod producenta	Sorimex Part Number Kod Sorimex	Sensor Descriptions Opis czujnika	Ext- Cable Przedłużacz	Cable Plug Wtyk kabla	Sensor Conn. Złącze czujnika
----------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

MEKMP 100,110,400,
1000

OXY-W4-N

SWBD30-56

Adult finger/3.0m
Dorosty palec/3.0mNo need
Nie wymaga

OXY-W4-N

SWSD30-56

Adult soft/3.0m
Dorosty 'soft'/3.0m

OXY-E4-N

SWON30-56

Neonate wrap/3.0m
Noworodek opaska/3.0m**Mennen**

Envoy

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie OximaxSee Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m

PK-GDB9w-54/L-220

Horizon 1100,
2000XL
Mercury, Mr1300See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie OximaxSee Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m

PK-GDB9w-01/L-110

Horizon XL, Mercury
1200, Mr1300See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie OximaxSee Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m

PK-GDB9w-24/L-220



Horizon XL (Ohmeda)

See Ohmeda
Patrz OhmedaSee Ohmeda
Patrz OhmedaSee Ohmeda
Patrz OhmedaNo need
Nie wymaga**Mindray**509B, MEC-1000
New PM6000
PM7000/8000/9000,
VS 800
PM9000 ExpressSee Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie OximaxSee Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m

PK-GDB9w-29/L-220



OEM Factories Typ monitora	Sensor Connector Złącze czujnika	OEM Part Number Kod producenta	Sorimex Part Number Kod Sorimex	Sensor Descriptions Opis czujnika	Ext- Cable Przedłużacz	Cable Plug Wtyk kabla	Sensor Conn. Złącze czujnika
----------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Mindray

509B, MEC-1000
New PM6000
PM7000/8000/
9000, VS 800
PM9000 Express

(Mindray*)



SWBD30-29

Adult finger/3.0m
Dorosły palec/3.0m

No need
Nie wymaga

SWBP30-29

Pediatric finger/3.0m
Dziecko palec/3.0m

SWSD30-29

Adult soft/3.0m
Dorosły 'soft'/3.0m

SWSP30-29

Pediatric soft/3.0m
Dziecko 'soft'/3.0m

SWSI30-29

Infant soft/3.0m
Niemowlę 'soft'/3.0m

SWON30-29

Neonate wrap/3.0m
Noworodek opaska/3.0m

SWAG30-29

Wrap/3.0m
Opaska/3.0m

SWYG30-14

Multi-site/3.0m
Wielopunktowy/3.0m

Horizon 1100,
2000XL
Mercury, MR1300



See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax
512D, 518A

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m

PK-GDB9w-22/L-220



SWBD30-22

Adult finger/3.0m
Dorosły palec/3.0m
Adult soft/3.0m
Dorosły 'soft'/3.0m

No need
Nie wymaga

SWSD30-22

OEM Factories Typ monitora	Sensor Connector Złącze czujnika	OEM Part Number Kod producenta	Sorimex Part Number Kod Sorimex	Sensor Descriptions Opis czujnika	Ext- Cable Przedłużacz	Cable Plug Wtyk kabla	Sensor Conn. Złącze czujnika
----------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Mindray

Pm7000, 8000,
9000, VS 800
New PM6000
(Oximax*)




Nellcor Oximax

Nellcor Oximax

1.1m

PK-GDB9x-180/L-220

**T5/T8
(Mindray*)**

SWBD30-48

SWSD30-48

Adult finger/3.0m
Dorosty palec/3.0m
Adult soft/3.0m
Dorosty 'soft'/3.0m

No need
Nie wymaga



See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax
512D, 518A

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m

PK-GDB9w-48/L-220

**T5/T8
(Oximax*)**

Nellcor Oximax

Nellcor Oximax

1.1m

PK-GDB9x-48/L-220

**503, 507, 508, 509****(Criticare*)**

SWBD30-31

SWBP30-31

SWSD30-31

SWSP30-31

SWSI30-31

SWON30-31

SWAG30-31

SWYG30-31

Adult finger/3.0m
Dorosty palec/3.0m

Pediatric finger/3.0m
Dziecko palec/3.0m

Adult soft/3.0m
Dorosty 'soft'/3.0m

Pediatric soft/3.0m
Dziecko 'soft'/3.0m

Infant soft/3.0m
Niemowlę 'soft'/3.0m

Neonate wrap/3.0m
Noworodek opaska/3.0m

Wrap/3.0m
Opaska/3.0m

Multi-site/3.0m
Wielopunktowy/3.0m

No need
Nie wymaga

OEM Factories Typ monitora	Sensor Connector Złącze czujnika	OEM Part Number Kod producenta	Sorimex Part Number Kod Sorimex	Sensor Descriptions Opis czujnika	Ext- Cable Przedłużacz	Cable Plug Wtyk kabla	Sensor Conn. Złącze czujnika
----------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Nellcor-Tyco

NPB 40, NPB20,
NPB75
NPB 180, NPB 185,
NPB-190, NPB-195,
NPB 3900, NPB 4000

(Nellcor Non
Oximax*)



DS100A

SWBD11-01

Adult finger/1.1m
Dorosty palec/1.1m
U style / Typu 'U'

PK-GDB9w-01/L-220



OXI-P/I

SWBP11-01

Pediatric finger/1.1m
Dziecko palec/1.1m

OXI-A/N

SWSD11-01

Adult soft/1.1m
Dorosty 'soft'/1.1m

OXI-P/I

SWSP11-01

Pediatric soft/1.1m
Dziecko 'soft'/1.1m

OXI-P/I

SWSI11-01

Infant soft/1.1m
Niemowlę 'soft'/1.1m

OXI-A/N

SWON11-01

Neonate wrap/1.1m
Noworodek opaska/1.1m

OXI-A/N

SWAG11-01

Wrap/1.1m
Opaska/1.1m

D-YS

SWYG11-01

Multi-site/1.1m
Wielopunktowy/1.1m

D-YS+YSE

SWUD11-01

Adult ear clip/1.1m
Dorosty, klips uszny/1.1m

SJK*9-09

Disp. Adhesive
Przylepny j.u.

SJR*9-09

Disp. non-adhesive
Typu rzep j.u.



SWBD30-01

Adult finger/3.0m
Dorosty palec/3.0m
U style / Typu 'U'

No need
Nie wymaga

SWBD30B-01

SWBP30-01

Pediatric finger/3.0m
Dziecko palec/3.0m

SWSD30-01

Adult soft/3.0m
Dorosty 'soft'/3.0m

OEM Factories Typ monitora	Sensor Connector Złącze czujnika	OEM Part Number Kod producenta	Sorimex Part Number Kod Sorimex	Sensor Descriptions Opis czujnika	Ext- Cable Przedłużacz	Cable Plug Wtyk kabla	Sensor Conn. Złącze czujnika
----------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Nellcor-Tyco

NPB 40, NPB20,
NPB75
NPB 180, NPB 185,
NPB-190, NPB-195,
NPB 3900, NPB 4000

(Nellcor Non
Oximax*)



SWSP30-01

Pediatric soft/3.0m
Dziecko 'soft'/3.0m

No need
Nie wymaga

SWSI30-01

Infant soft/3.0m
Niemowlę 'soft'/3.0m

SWON30-01

Neonate wrap/3.0m
Noworodek opaska/3.0m

SWAG30-01

Wrap/3.0m
Opaska/3.0m

SWYG30-01

Multi-site/3.0m
Wielopunktowy/3.0m

SWYG30-01

Multi-site/3.0m
Wielopunktowy/3.0m

N 200

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m

PK-GDB9u-85/L-300



NPB3000-3100,
Symphony,
NPB290,
NPB-295, NPB-395



See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m

PK-GDB9w-69/L-220



OEM Factories Typ monitora	Sensor Connector Złącze czujnika	OEM Part Number Kod producenta	Sorimex Part Number Kod Sorimex	Sensor Descriptions Opis czujnika	Ext- Cable Przedłużacz	Cable Plug Wtyk kabla	Sensor Conn. Złącze czujnika
----------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Nellcor-TycoN550, N560, N595,
N600N 751, N5500See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie OximaxSee Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m

PK-GDB9x-70/L-300

**New tech
General Med**Hand hold
Pulse Oximer
(Digital Sensor)SWBD11-42C
SWSD11-42CAdult finger/1.1m
Dorosty palec/1.1m
Adult soft/1.1m
Dorosty 'soft'/1.1mNo need
Nie wymagaPatient monitor
Digital sensorSWBD30-65C
SWBP30-65CAdult finger/3.0m
Dorosty palec/3.0m
Pediatric finger/3.0m
Dziecko palec/3.0mNo need
Nie wymaga

OEM
Factories
Typ monitora

Sensor
Connector
Złącze czujnika

OEM
Part Number
Kod producenta

Sorimex
Part Number
Kod Sorimex

Sensor
Descriptions
Opis czujnika

Ext-
Cable
Przedłużacz

Cable
Plug
Wtyk kabla

Sensor
Conn.
Złącze czujnika

New tech
General Med
Patient monitor
Digital sensor



SWSD30-65C

Adult soft/3.0m
Dorosły 'soft'/3.0m

No need
Nie wymaga

SWSP30-65C

Pediatric soft/3.0m
Dziecko 'soft'/3.0m

SWSI30-65C

Infant soft/3.0m
Niemowlę 'soft'/3.0m

SWON30-65C

Neonate wrap/3.0m
Noworodek opaska/3.0m


SWAG30-65C

Wrap/3.0m
Opaska/3.0m

SWYG30-65C

Multi-site/3.0m
Wielopunktowy/3.0m

Nihon Kohden
BSM-1101/2101
/23101
7100, 7200,
OLV-1100A
Life scope



SWBD30-16

Adult finger/3.0m
Dorosły palec/3.0m

No need
Nie wymaga

SWBP30-16

Pediatric finger/3.0m
Dziecko palec/3.0m

SWSD30-16

Adult soft/3.0m
Dorosły 'soft'/3.0m

SWSP30-16

Pediatric soft/3.0m
Dziecko 'soft'/3.0m

SWSI30-16

Infant soft/3.0m
Niemowlę 'soft'/3.0m

SWON30-16

Neonate wrap/3.0m
Noworodek opaska/3.0m

SWAG30-16

Wrap/3.0m
Opaska/3.0m

SWYG30-16

Multi-site/3.0m
Wielopunktowy/3.0m

OEM Factories Typ monitora	Sensor Connector Złącze czujnika	OEM Part Number Kod producenta	Sorimex Part Number Kod Sorimex	Sensor Descriptions Opis czujnika	Ext- Cable Przedłużacz	Cable Plug Wtyk kabla	Sensor Conn. Złącze czujnika
----------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Nihon Kohden

Lifescope S BSM-9800
Lifescope M BSM 9510
Lifescope P BSM 4100
Life scope A BSM 5100
Lifescope L BSM 2350
Lifescope I
BSM 2301K, 2303K



TL-201T

SWBD15-16

Adult finger/1.5m
Dorosty palec/1.5m
U style / Typu 'U'

PK-GDB9o-36/L-300



SWBD15B-16

SWBP15-16

Pediatric finger/1.5m
Dziecko palec/1.5m

SWSD15-16

Adult soft/1.5m
Dorosty 'soft'/1.5m

SWSP15-16

Pediatric soft/1.5m
Dziecko 'soft'/1.5m

SWSI15-16

Infant soft/1.5m
Niemowlę 'soft'/1.5m

SWON15-16

Neonate wrap/1.5m
Noworodek opaska/1.5m

SWAG15-16

Wrap/1.5m
Opaska/1.5m

TL-220T

SWYG15-16

Multi-site/1.5m
Wielopunktowy/1.5m

SWUD15-16


Adult ear clip/1.5m
Dorosty, klips uszny/1.5m

SJK*9-16

Disp. adhesive
Przylepny j.u.

SJR*9-16

Disp. non-adhesive
Typu rzep j.u.



SWBD30-36

Adult finger/3.0m
Dorosty palec/3.0m

No need
Nie wymaga

SWBP30-36

Pediatric finger/3.0m
Dziecko palec/3.0m

SWSD30-36

Adult soft/3.0m
Dorosty 'soft'/3.0m

OEM
Factories
Typ monitora

Sensor
Connector
Złącze czujnika

OEM
Part Number
Kod producenta

Sorimex
Part Number
Kod Sorimex

Sensor
Descriptions
Opis czujnika


Ext-
Cable
Przedłużacz

Cable
Plug
Wtyk kabla

Sensor
Conn.
Złącze czujnika

Nihon Kohden

Lifescope S BSS-9800
Lifescope M BSM 9510
Lifescope P BSM 4100
Life scope A BSM 5100
Lifescope L BSM 2350
Lifescope I
BSM 2301K, 2303K



SWSP30-36

Pediatric soft/3.0m
Dziecko 'soft'/3.0m

No need
Nie wymaga

SWSI30-36

Infant soft/3.0m
Niemowlę 'soft'/3.0m

SWON30-36

Neonate wrap/3.0m
Noworodek opaska/3.0m

SWAG30-36

Wrap/3.0m
Opaska/3.0m

SWYG30-36

Multi-site/3.0m
Wielopunktowy/3.0m

Nonin

8500

(Nonin*)



SWSD11-08

Adult soft/1.1m
Dorosły 'soft'/1.1m

SWSP11-08

Pediatric soft/1.1m
Dziecko 'soft'/1.1m

SWBD11-08

Adult finger/1.1m
Dorosły palec/1.1m

SWBP11-08

Pediatric finger/1.1m
Dziecko palec/1.1m

SWSI11-08

Infant soft/1.1m
Niemowlę 'soft'/1.1m

SWON11-08

Neonate wrap/1.1m
Noworodek opaska/1.1m

SWAG11-08

Wrap/1.1m
Opaska/1.1m

SWYG11-08

Multi-site/1.1m
Wielopunktowy/1.1m

SWUD11-08

Adult ear clip/1.1m
Dorosły klip uszny/1.1m

OEM Factories Typ monitora	Sensor Connector Złącze czujnika	OEM Part Number Kod producenta	Sorimex Part Number Kod Sorimex	Sensor Descriptions Opis czujnika	Ext- Cable Przedłużacz	Cable Plug Wtyk kabla	Sensor Conn. Złącze czujnika
----------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Nonin

8500

(Nonin*)



SJK*9-09

Disp. adhesive
Przylepny j.u.

SJR*9-09

Disp. non-adhesive
Typu rzep j.u.

8600

See Nonin
Patrz NoninSee Nonin
Patrz Nonin

1.1m

Not available
Brak

8600

See Nonin
Patrz NoninSee Nonin
Patrz Nonin

1.1m

PK-GDB9z-08/L-220

**Novametrix**512/513/710/715
MARS

SWBD11-73

Adult finger/1.1m
Dorosły palec/1.1m

SWBP11-73

Pediatric finger/1.1m
Dziecko palec/1.1m

SWSD11-73

Adult soft/1.1m
Dorosły 'soft'/1.1m

SWSP11-73

Pediatric soft/1.1m
Dziecko 'soft'/1.1m

SWSI11-73

Infant soft/1.1m
Niemowlę'soft'/1.1m

SWON11-73

Neonate wrap/1.1m
Noworodek opaska/1.1m

SWAG11-73

Wrap/1.1m
Opaska/1.1m

SWYG11-73

Multi-site/1.1m
Wielopunktowy/1.1m

SWUD11-73

Adult ear clip/1.1m
Dorosły klip uszny/1.1m

OEM Factories Typ monitora	Sensor Connector Złącze czujnika	OEM Part Number Kod producenta	Sorimex Part Number Kod Sorimex	Sensor Descriptions Opis czujnika	Ext- Cable Przedłużacz	Cable Plug Wtyk kabla	Sensor Conn. Złącze czujnika
----------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Novamatrix
512/513/710/715
MARS



SWBD11-103

Adult finger/1.1m
Dorosty palec/1.1m

SWBP11-103

Pediatric finger/1.1m
Dziecko palec/1.1m

SWSD11-103

Adult soft/1.1m
Dorosty 'soft'/1.1m

SWSP11-103

Pediatric soft/1.1m
Dziecko 'soft'/1.1m

SWSI11-103

Infant soft/1.1m
Niemowlę'soft'/1.1m

SWON11-103

Neonate wrap/1.1m
Noworodek opaska/1.1m

SWAG11-103

Wrap/1.1m
Opaska/1.1m

SWYG11-103

Multi-site/1.1m
Wielopunktowy/1.1m

SWUD11-103

Adult ear clip/1.1m
Dorosty klip uszny/1.1m

505/510/511/
515/B/C/520
7000/7100
Oxypleth

(Novamatrix*)



SWBD30-03

Adult finger/3.0m
Dorosty palec/3.0m

SWBP30-03

Pediatric finger/3.0m
Dziecko palec/3.0m

SWSD30-03

Adult soft/3.0m
Dorosty 'soft'/3.0m

SWSP30-03

Pediatric soft/3.0m
Dziecko 'soft'/3.0m

SWSI30-03

Infant soft/3.0m
Niemowlę 'soft'/3.0m

SWON30-03

Neonate wrap/3.0m
Noworodek opaska/3.0m

OEM Factories Typ monitora	Sensor Connector Złącze czujnika	OEM Part Number Kod producenta	Sorimex Part Number Kod Sorimex	Sensor Descriptions Opis czujnika	Ext- Cable Przedłużacz	Cable Plug Wtyk kabla	Sensor Conn. Złącze czujnika
----------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Novametrix

505/510/511/
515/B/C/520
7000/7100
Oxypleth

(Novametrix*)



SWAG30-03

Wrap/3.0m
Opaska/3.0m

SWYG30-03

Multi-site/3.0m
Wielopunktowy/3.0m



SJK*9-03

Disp. adhesive
Przylepny j.u.

SJR*9-03

Disp. non-adhesive
Typu rzep j.u.

PK-GDB9w-03/L-220

**PaceTech/Generra
Goldway**

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m

PK-GDB9w-38/L-220



SWBD30-38
SWSD30-38

Adult finger/3.0m
Dorosty palec/3.0m
Adult soft tip/3.0m

No need
Nie wymaga



See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m

PK-GDB9w-39/L-220



SWBD30-39

Adult finger/3.0m
Dorosty palec/3.0m

No need
Nie wymaga

**Palco
Goldway**

SWBD30-18

Adult finger/3.0m
Dorosty palec/3.0m

No need
Nie wymaga

SWBP30-18

Pediatric finger/3.0m
Dziecko palec/3.0m

SWSD30-18

Adult soft/3.0m
Dorosty 'soft'/3.0m

SWSP30-18

Pediatric soft/3.0m
Dziecko 'soft'/3.0m

OEM Factories Typ monitora	Sensor Connector Złącze czujnika	OEM Part Number Kod producenta	Sorimex Part Number Kod Sorimex	Sensor Descriptions Opis czujnika	Ext- Cable Przedłużacz	Cable Plug Wtyk kabla	Sensor Conn. Złącze czujnika
----------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Palco Goldway



SWSI30-18

Infant soft/3.0m
Niemowlę 'soft'/3,0mNo need
Nie wymaga

SWON30-18

Neonate wrap/3.0m
Noworodek opaska/3.0m

SWAG30-18

Wrap/3.0m
Opaska/3.0m

SWYG30-18

Multi-site/3.0m
Wielopunktowy/3.0m

Philips/HP

78352C, 78354C,
78834C, M1020A,
M1025B, M1025A,
M1350B, M1772A/B,
M1732A/B, M2475B



See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m

PK-GDB9w-20/L-220



See Philips
Patrz Philips

See Philips
Patrz Philips

See Philips
Patrz Philips

PK-G41-40/L-220



M1190A

SWBD30-20

Adult finger/3.0m
Dorosły palec/3.0mNo need
Nie wymaga

M1190A

SWBP30-20

Pediatric finger/3.0m
Dziecko palec/3.0m

SWSD30-20

Adult soft/3.0m
Dorosły 'soft'/3.0m

SWSP30-20

Pediatric soft/3.0m
Dziecko 'soft'/3.0m

SWSI30-20

Infant soft/3.0m
Niemowlę 'soft'/3.0m

SWON30-20

Neonate wrap/3.0m
Noworodek opaska/3.0m

SWAG30-20

Wrap/3.0m
Opaska/3.0m

SWYG30-20

Multi-site/3.0m
Wielopunktowy/3.0m

OEM Factories Typ monitora	Sensor Connector Złącze czujnika	OEM Part Number Kod producenta	Sorimex Part Number Kod Sorimex	Sensor Descriptions Opis czujnika	Ext- Cable Przedłużacz	Cable Plug Wtyk kabla	Sensor Conn. Złącze czujnika
----------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Philips/HP

C1, C3, M3, M4,
VirDia,
Mp20, MP30,
MP40/50/60/70/90,
VM4, VM6, VM8

(Philips*)



M1191A
M1191AL

SWBD11-91
SWBD30-91

Adult finger/1.1m
Dorosty palec/1.1m,
3.0m

Depends
PK-G41-41/L-220



M1192A

SWBP11-91
SWBP30-91

Pediatric finger/1.1m
Dziecko palec/1.1m,
3.0m

M1191A

SWSD11-91
SWSD30-91

Adult soft/1.1m
Dorosty 'soft'/1.1m,
3.0m

M1192A

SWSP11-91
SWSP30-91

Pediatric soft/1.1m
Dziecko 'soft'/1.1m,
3.0m

M1195A

SWSI11-91
SWSI30-91

Infant soft/1.1m
Niemowlę 'soft'/1.1m,
3.0m

M1193A

SWON11-91

Neonate wrap/1.1m
Noworodek opaska/1.1m

SWAG11-91
SWAG30-91

Wrap/1.1m
Opaska/1.1m, 3.0m

SWYG11-91

Multi-site/1.1m
Wielopunktowy/1.1m

SWUD11-91

Adult ear clip/1.1m
Dorosty klip uszny/1.1m



See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m

PK-GDB9w-43/L-220



A1, A3



See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m/3.0m

PK-GDB9w-01/L-220



OEM
Factories
Typ monitora

Sensor
Connector
Złącze czujnika

OEM
Part Number
Kod producenta

Sorimex
Part Number
Kod Sorimex

Sensor
Descriptions
Opis czujnika

Ext-
Cable
Przedłużacz

Cable
Plug
Wtyk kabla

Sensor
Conn.
Złącze czujnika

RGB medical



See BCI
Patrz BCI

See BCI
Patrz BCI

1.1m

PK-GDB9z-76/L-220



See BCI
Patrz BCI

See BCI
Patrz BCI

3.0m

No need
Nie wymaga

Schiller ODM/Bruker

CM8
SM783, 784, 785,
TM910



See BCI
Patrz BCI

See BCI
Patrz BCI

1.1m

PK-GDB9z-17/L-220



Schiller ODM/Bruker

CM8
SM783, 784, 785,
TM910



SWBD30-17

Adult finger/3.0m
Dorosły palec/3.0m

No need
Nie wymaga

SWBP30-17

Pediatric finger/3.0m
Dziecko palec/3.0m

SWSD30-17

Adult soft/3.0m
Dorosły 'soft'/3.0m

SWSP30-17

Pediatric soft/3.0m
Dziecko 'soft'/3.0m

SWSI30-17

Infant soft/3.0m
Niemowlę 'soft'/3.0m

SWON30-17

Neonate wrap/3.0m
Noworodek opaska/3.0m

OEM Factories Typ monitora	Sensor Connector Złącze czujnika	OEM Part Number Kod producenta	Sorimex Part Number Kod Sorimex	Sensor Descriptions Opis czujnika	Ext- Cable Przedłużacz	Cable Plug Wtyk kabla	Sensor Conn. Złącze czujnika
----------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Schiller ODM/Bruker

CM8
SM783, 784, 785,
TM910



SWAG30-17

Wrap/3.0m
Opaska/3.0m

No need
Nie wymaga

SWYG30-17

Multi-site/3.0m
Wielopunktowy/3.0m

TM 910-Defigard
500(M)



See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m

PK-GDB9w-43/L-220



Argus VCM



See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m

PK-GDB9x-70/L-300



Propaq CS,
Encore Series,
Atlas (Nellcor)



See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m/3.0m

PK-GDB9w-01/L-220



Spacelabs

90419/01,
90651A/07, 90501,
Ultraview 90496



See Novamatrix
Patrz Novamatrix

See Novamatrix
Patrz Novamatrix

3.0m

No need
Nie wymaga

90351-0/6, 90465,
90466, 90456,
PC exoress



See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m/3.0m

PK-GDB9w-04/L-220



SWBD30-16

Adult finger/3.0m
Dorosły palec/3.0m

No need
Nie wymaga

SWBP30-16

Pediatric finger/3.0m
Dziecko palec/3.0m

SWSD30-16

Adult soft/3.0m
Dorosły 'soft'/3.0m

OEM Factories Typ monitora	Sensor Connector Złącze czujnika	OEM Part Number Kod producenta	Sorimex Part Number Kod Sorimex	Sensor Descriptions Opis czujnika	Ext- Cable Przedłużacz	Cable Plug Wtyk kabla	Sensor Conn. Złącze czujnika
----------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Spacelabs

90351-0/6, 90465,
90466, 90456,
PC exoress



SWSP30-16

Pediatric soft/3.0m
Dziecko 'soft'/3.0m

SWSI30-16

Infant soft/3.0m
Niemowlę 'soft'/3.0m

SWON30-16

Neonate wrap/3.0m
Noworodek opaska/3.0m

SWAG30-16

Wrap/3.0m
Opaska/3.0m

SWYG30-16

Multi-site/3.0m
Wielopunktowy/3.0m

Ultraview

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

See Nellcor
Non Oximax
Patrz Nellcor
nie Oximax

1.1m/3.0m

PK-GDB9w-74/L-220



SWBD30-74

Adult finger/3.0m
Dorosły palec/3.0m

No need
Nie wymaga

SWSD30-74

Adult soft/3.0m
Dorosły 'soft'/3.0m

PRO 2

See BCI
Patrz BCI

See BCI
Patrz BCI

1.1m

No need
Nie wymaga

ŁĄCZNIK /PRZEDŁUŻACZ SpO2

SpO2 ADAPTOR/EXT-CABLE



Kompatybilne z / Compatibility

Nellcor, Ohmeda, Philips, Marquette, Spacelabs, Novamatrix, Criticare, BCI, Datascope, Datex, Nihon Kohden, Palco, ect.


Zgodne z / Compliance with



ANSI/AAMI EC53:1998; EN ISO 10993-1,5,10:2009

FDA 510K clearance

Specyfikacja / Specification

Materiał na kabel / Cable material	Ostona z TPU, jasny szary, niebieski TPU Jacket, light gray, blue
Długość kabla / Cable length	0.3m/1.1m/2.2m/3.0m
Opakowanie / Package	1 szt./opakowanie/1 pcs per bag
Złącze / Connector	Nylonowy wtyk z połączanymi pinami Nylon plug & golden plated pins
Średnica kabla / Cable diameter	4.0mm/5.0mm



Sorimex Part Number Kod Sorimex	OEM Part Number Kod producenta	Sensor Tech Technologia czujnika	Cable length Długość kabla	Monitor end Connector Wtyk do monitora	Sensor end Connector Złącze z czujnikiem
Artema PK-GDB9w-80/L-220	59831-0	Nellcor non Oximax Nellcor nie Oximax	2.2m		
BCI PK-GDB9z-76/L-220	59831-0	BCI	2.2m		
PK-GDB9w-76/L-220		Nellcor non Oximax Nellcor nie Oximax	2.2m		
Criticare PK-GDB9z-05/L-220	518LD	CSI	2.2m		
PK-GDB9z-75/L-220	518DD	CSI	2.2m		
Datascope PK-GDB9z-07/L-220	0012-00-0516-02	Datascope	2.2m		
Drager PK-GDB9z-28/L-220	5720084	Nellcor non Oximax Nellcor nie Oximax	2.2m		
Edan PK-GDB9x-191/L-220	MS1-30131 (M9, M9A, M8, M8A, M8B)	Nellcor Oximax	2.2m		

Sorimex Part Number Kod Sorimex	OEM Part Number Kod producenta	Sensor Tech Technologia czujnika	Cable length Długość kabla	Monitor end Connector Wtyk do monitora	Sensor end Connector Złącze z czujnikiem
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---	---

Edan

PK-GDB9w-29/L-220

M13-30691
(M9, M9A, M8, M8A, M8B,
M3, M3B)

EDAN Oximetry


2.2m

**GE healthcare**

PK-GDB9w-21/L-220

2006644-001
E9004GENellcor non Oximax
Nellcor nie Oximax

2.2m





PK-GDB9x-21/L-300

2021406-001

Nellcor,
Oximax

3.0m



Use "P" end sensor

PK-GDB9z-09/L-220

OXY-C3

Datex

2.2m




PK-GOXY-81/L-220

Datex>>Oxytip
Used with Oxy-C3 cable
Używany z kablem
OXY-C3

Oxytip

2.2m









PK-GDB9w-55/L-220


30344358

Hellige
(Nellcor)

2.2m



Sorimex Part Number Kod Sorimex	OEM Part Number Kod producenta	Sensor Tech Technologia czujnika	Cable length Długość kabla	Monitor end Connector Wtyk do monitora	Sensor end Connector Złącze z czujnikiem
GE healthcare PK-GDB9w-25/L-220	4033CAX	Corometrix (Nellcor)	2.2m		
PK-GDB9w-02/L-220	All Ohmeda oximeters except 3800 Wszystkie oksymetry Ohmeda oprócz 3800	Ohmeda Used with SJR or SJK Disposable sensors Stosowane z czujnikami j.u. SJR lub SJK	2.2m		
PK-GDB9w-72/L-220*	All Ohmeda Oximeters Wszystkie oksymetry Ohmeda		2.2m		
PK-GOXY-160/L-220	OXY-MC3	GE OxyTip + sensor	2.2m		
PK-GOXY-102/L-220 PK-GOXY-102/L-110	OXY-OL3 OXY-OL3	GE OxyTip + sensor	2.2m 1.1m		
PK-GOXY-209/L-220	OXY-SL3	GE OxyTip + sensor	2.2m		
PK-GOXY-121/L-220 PK-GOXY-121/L-300	OXY-ES3	GE OxyTip + sensor	2.2m 3.0m		
PK-GDB9w-81/L-220 PK-GOXY-81/L-030	OXY-SLA OXY-SLC	GE OxyTip + sensor	2.2m 0.3m		
Goldway PK-GDB9w-11/L-220		Nellcor non Oximax Nellcor nie Oximax	2.2m		

Sorimex Part Number Kod Sorimex	OEM Part Number Kod producenta	Sensor Tech Technologia czujnika	Cable length Długość kabla	Monitor end Connector Wtyk do monitora	Sensor end Connector Złącze z czujnikiem
Goldway PK-GDB9w-37/L-220		Nellcor non Oximax Nellcor nie Oximax	2.2m		
PK-GDB9w-38/L-220		Nellcor non Oximax Nellcor nie Oximax	2.2m		
PK-GDB9w-38/L-220	Nellcor Oximax	Nellcor Oximax	2.2m		
Invivo PK-GDB9w-14/L-220		Nellcor non Oximax Nellcor nie Oximax	2.2m		
Kontron PK-GDB9w-13/L-220		Nellcor non Oximax Nellcor nie Oximax	2.2m		
PK-GDB9w-53/L-220		Nellcor non Oximax Nellcor nie Oximax	2.2m		
BioLight PK-GDB9x-51/L-300		Nellcor Oximax	2.2m		
MEK PK-GDB9w-56/L-220		MEK (Nellcor non Oximax) Nellcor nie Oximax	2.2m		

Sorimex
Part Number
Kod Sorimex

OEM Part Number
Kod producenta

Sensor Tech
Technologia czujnika

Cable length
Długość kabla

Monitor end Connector
Wtyk do monitora

Sensor end Connector
Złącze z czujnikiem

Mennen

PK-GDB9w-54/L-220

Nellcor, non Oximax
Nellcor nie Oximax


2.2m



PK-GDB9w-24/L-220

Nellcor, non Oximax
Nellcor nie Oximax

2.2m



Mindray

PK-GDB9w-29/L-220

0010-20-42594

Nellcor, non Oximax
Nellcor nie Oximax

2.2m



PK-GDB9-22/L-220

0515-30-11221

Nellcor, non Oximax
Nellcor nie Oximax

2.2m







PK-GDB9-31/L-220





CSI



2.2m



Sorimex Part Number Kod Sorimex	OEM Part Number Kod producenta	Sensor Tech Technologia czujnika	Cable length Długość kabla	Monitor end Connector Wtyk do monitora	Sensor end Connector Złącze z czujnikiem
Mindray PK-GDB9w-48/L-220	0010-20-42710 (C) T5/T8 Nellcor Non Oximax Nellcor nie Oximax	Nellcor, non Oximax Nellcor nie Oximax	2.2m		
PK-GDB9x-48/L-300	0010-20-42712 T5/T8 Nellcor Oximax	Nellcor Oximax	3.0m		
Nellcor PK-GDB9w-69/L-220	SCP-10/MC-10	Nellcor, non Oximax Nellcor nie Oximax	2.2m		
PK-GDB9u-85/L-300 B400-1011PA	M-200-13	Nellcor, non Oximax Nellcor nie Oximax	3.0m		
PK-GDB9x-71/L-110	DEC-4	Nellcor Oximax	1.1m		
PK-GDB9x-71/L-220	DEC-8	Nellcor Oximax	2.2m		

Sorimex Part Number Kod Sorimex	OEM Part Number Kod producenta	Sensor Tech Technologia czujnika	Cable length Długość kabla	Monitor end Connector Wtyk do monitora	Sensor end Connector Złącze z czujnikiem
Nellcor PK-GDB9x-70/L-300	DOC-10	Nellcor Oximax	3.0m		
PK-GDB9w-70X/L-300	DOC-10 + Oximax adaptor	Nellcor, non Oximax Nellcor nie Oximax	3.0m		
PK-GDB9w-01X/L-030	Oximax adaptor	Masimo LNCS	0.3m		
PK-GDB9w-01X/L-220			2.2m		
Nihon Kohden PK-GDB9o-36/L-300	JL-900P	Nihon Kohden	3.0m		
Nonin PK-GDB9z-08/L-220		Nonin	2.2m		
Pace tech Generra PK-GDB9w-37/L-220		Nellcor, non Oximax Nellcor nie Oximax	2.2m		
PK-GDB9w-38/L-220		Nellcor, non Oximax Nellcor nie Oximax	2.2m		
PK-GDB9w-39/L-220		Nellcor Oximax	2.2m		

Sorimex Part Number Kod Sorimex	OEM Part Number Kod producenta	Sensor Tech Technologia czujnika	Cable length Długość kabla	Monitor end Connector Wtyk do monitora	Sensor end Connector Złącze z czujnikiem
Philips Medical PK-G41-40/L-220	M1940A/B	Philips	2.2m		
PK-G41-41/L-220	M1941A/B	Philips	2.2m		
PK-GDB9w-20/L-220	M1900A/B	Nellcor, non Oximax Nellcor nie Oximax	2.2m		
PK-GDB9-43/L-220 PK-GDB9-43/L-300	M1943A M1943AL	Nellcor, non Oximax Nellcor nie Oximax	2.2m 3.0m		
PK-GDB9x-43/L-300	M1943A	Nellcor Oximax	3.0m		
Schiller PK-GDB9w-17/L-220		BCI	2.2m		

Sorimex Part Number Kod Sorimex	OEM Part Number Kod producenta	Sensor Tech Technologia czujnika	Cable length Długość kabla	Monitor end Connector Wtyk do monitora	Sensor end Connector Złącze z czujnikiem
Schiller PK-GDB9w-63/L-220 ODAM/Bruker		BCI	2.2m		
Siemens PK-GDB9-23/L-110	3368433	Nellcor, non Oximax Nellcor nie Oximax	1.1m		
PK-GDB9-23/L-220	3375834	Nellcor, non Oximax Nellcor nie Oximax	2.2m		
PK-GDB9-33/L-220	4533840	Nellcor, non Oximax Nellcor nie Oximax	2.2m		
Spacelabs PK-GDB9w-04/L-220	700-0002-00	Nellcor, non Oximax Nellcor nie Oximax	2.2m		
PK-GDB9w-74/L-220	700-0030-00	Nellcor, non Oximax Nellcor nie Oximax	2.2m		
PK-GDB9x-74/L-300	700-0792-00	Nellcor Oximax	3.0m		

AKCESORIA SpO2

SpO2 ACCESSORIES


CZUJNIKI SpO2 I AKCESORIA WETERYNARYJNE

VETERINARY SpO2 SENSORS & ACCESSORIES




Lingual clip sensor for small animal
Klips na język dla małych zwierząt

Multi-site sensor + Clip (UEC-01)
Czujnik wielopunktowy + klips (SOREC-01)



Lingual clip sensor for medium animal
Klips na język dla średnich zwierząt

Multi-site sensor + Clip (UVC-02)
Czujnik wielopunktowy + klips (SORVC-02)



Lingual clip senso for big animal
Klips na język dla dużych zwierząt

Multi-site sensor + Clip (UVC-01)
Czujnik wielopunktowy + klips (SORVC-01)

AKCESORIA SpO2 I OKSYMETRY

SpO2 ACCESSORIES & OXIMETERES

Sorimex Part Number Kod Sorimex	Descriptions Opis	Package Opakowanie	
SORT002-12	Velcro foam wrap tape Purpose: fixing the reusable sensor cable on the wrist Owijka na piance Velcro Przeznaczenie: mocowanie kabla z czujnikiem wielorazowym na nadgarstku	12pcs./bag 12szt./op.	
SOREC-01	Adult ear clip, used with Nellcor D-YS or Compatible with Nellcor D-YSE Klips uszny dla dorosłych, stosowany z Nellcor D-YS i kompatybilny z Nellcor D-YSE Used with Nellcor D-YS or SOR-U800 series sensors Stosowany z czujnikami Nellcor D-YS i czujnikami serii SOR-U800	EA Sztuka	
SORVC-01	Animal lingua clip, big size/klips na język dla dużych zwierząt Length/długość: 68mm, width/szerokość: 32mm Used with Nellcor D-YS or SOR-U800 series sensors Stosowany z czujnikami Nellcor D-YS i czujnikami serii SOR-U800	EA Sztuka	
SORVC-02	Animal lingua clip, middle size/klips dla średnich zwierząt Length/długość: 58mm, width/szerokość: 16mm Used with Nellcor D-YS or SOR-U800 series sensors Stosowany z czujnikami Nellcor D-YS i czujnikami serii SOR-U800	EA Sztuka	
SOR-Y04-E019	Reusable/wielorazowy Silicon Y sensor wrap tape/opaska silikonowa do czujników typu 'Y' Used with Nellcor D-YS or SOR-U800 series sensors Stosowany z czujnikami Nellcor D-YS i czujnikami serii SOR-U800	EA Sztuka	

AKCESORIA SpO2 I OKSYMETRY

SpO2 ACCESSORIES & OXIMETERES

Sorimex Part Number Kod Sorimex	Descriptions Opis	Package Opakowanie	
SOR-E023-12	Reusable 3 holes foam tape for all patient sizes Wielorazowa owijka piankowa z 3 otworami dla wszystkich rozmiarów Used with Nellcor D-YS or SOR-U800 series sensors Stosowany z czujnikami Nellcor D-YS i czujnikami serii SOR-U800	12pcs./bag 12szt./op.	
SOR-E024-25	Disposable 3M adhesive textile tape for adult and neonate Jednorazowa taśma tkaninowa 3M dla dorosłych i noworodków Used with Nellcor D-YS or SOR-U800 series sensors Stosowany z czujnikami Nellcor D-YS i czujnikami serii SOR-U800	25pcs./bag 25szt./op.	
SOR-E025-25	Disposable 3M adhesive textile tape for pediatric and infant Jednorazowa taśma tkaninowa 3M dla dzieci i niemowląt Used with Nellcor D-YS or SOR-U800 series sensors Stosowany z czujnikami Nellcor D-YS i czujnikami serii SOR-U800	25pcs./bag 25szt./op.	

SORIMEX sp. z o.o. sp. k.


ul. Równinna 25, 87-100 Toruń, Poland

tel. + 48 56 657 77 20, fax +48 56 657 77 21

e-mail: biuro@sorimex.pl /for foreign contact: office@sorimex.pl

Private trade marks or brands related in the catalogue are the property of the respected companies or firms. Indicating the information in the brochure is to show the proper application of the products only.

Użyte w katalogu znaki handlowe i nazwy są własnością odpowiednich spółek i firm. Odniesienie się do nich w katalogu ma na celu wyłącznie właściwe zastosowanie produktów.



CE 0197